

Utprovningsprotokoll

Liko Uppresningsväst, mod. 91

Brukarens namn:

Personnr:


Utprovningsdatum:

Förskrivare:

Artikelnr, märkning:


Lyftbygel: Uppresningsvästen används till Sabina II 350 Lyftbygel.

Tillbehör: ☐ Stussband ☐ Öggleclips



Detta utprovningsprotokoll ersätter inte lyftselens bruksanvisning vilken går att ladda hem från www.liko.se

Val av bandögla på yttervästen



Midjebältet

Midjebältet på Uppresningsvästen är avsett att hålla västen på plats runt brukaren i början av uppresningen.

Om brukaren är beroende av ett midjebälte för säkerheten rekommenderar vi byte till Trygghetsväst alternativt Comfortväst.

Övrigt

.....

.....

.....

.....

Tvättråd



Torktumling avrådes.

Studera alltid tvättråden på lyftselens märklapp innan tvätt!

För komplett skötselråd se dokument Skötselråd för Likos lyftselar på www.liko.se